

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ & ΚΑΛΣΟΝ



ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ UNISEX "COTTON SOCKS"

Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Μέγεθος Υποδήματος	37/39	39/41	41/43	43/45	45/47
Χρώμα	Μπεζ - Γκρι - Μπλε - Μαύρο				

Κωδικός: C 02 **MM/HG:** 8 - 10 (στα σφυρά)

Με **ελαφρά** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Κατασκευή: 70% Βαμβάκι, 27% Πολυαμίδη, 3% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: B 12 **MM/HG:** 14 - 16 (στα σφυρά)

Με **μέτρια** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Κατασκευή: 67% Βαμβάκι, 26% Πολυαμίδη, 7% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: P 22 **MM/HG:** 20 - 22 (στα σφυρά)

Με **δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Κατασκευή: 63% Βαμβάκι, 27% Πολυαμίδη, 10% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: M 32 **MM/HG:** 25 - 27 (στα σφυρά)

Με **εξαιρετικά δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Κατασκευή: 61% Βαμβάκι, 24% Πολυαμίδη, 15% Ελαστικές ίνες.



ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ "DIABETIC SOCKS"

Κωδικός	D 61				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Μέγεθος Υποδήματος	37/39	39/41	41/43	43/45	45/47
Χρώμα	Μαύρο				

- Κατασκευή από βαμβάκι 80%, πολυαμίδη 15%, ελαστικές ίνες 5%.
- Τα υλικά του είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα, με αντιολισθητική δράση, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- **Κοντού μήκους κάλτσες δίχως διαβαθμισμένη συμπίεση.**
- **Δερματολογικά ελεγμένες χωρίς να προκαλούν επιπλοκές στις ευαίσθητες περιοχές.**
- Προσφέρουν προστασία στις ευαίσθητες περιοχές του Άκρου Ποδός και του Πέλματος. Κατασκευάζονται από πεπλατυσμένες απαλές ραφές που διαθέτουν απαλά ελαστικά τελειώματα.
- Μπορούν να πλυθούν.





ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ "KNEE HIGH"

Μέγεθος	S/M	L/XL
Μέγεθος Υποδήματος	35/38	39/42
Χρώμα	Μπεζ - Μαύρο	

Κωδικός: C 01 **DEN:** 40, **MM/HG:** 8 - 10 (στα σφυρά)

Με **ελαφρά** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Ειδική πλέξη **"HONEY COMB"**.

Κατασκευή: 90% Πολυαμίδη, 10% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: B 11 **DEN:** 70, **MM/HG:** 12 - 15 (στα σφυρά)

Με **μέτρια** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Ειδική πλέξη **"HONEY COMB"**.

Κατασκευή: 85% Πολυαμίδη, 15% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: P 21 **DEN:** 140, **MM/HG:** 18 - 20 (στα σφυρά)

Με **δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Ειδική πλέξη **"HONEY COMB"**.

Κατασκευή: 79% Πολυαμίδη, 21% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: M 31 **DEN:** 280, **MM/HG:** 24 - 26 (στα σφυρά)

Με **εξαιρετικά δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Ειδική πλέξη **"HONEY COMB"**.

Κατασκευή: 77% Πολυαμίδη, 23% Ελαστικές ίνες.



ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ "STAY UP"**Κωδικός:** C 03 **DEN:** 40, **MM/HG:** 8 - 10 (στα σφυρά)Με **ελαφρά** διαβαθμισμένη συμπίεση.**Μέγεθος:** S,M,L,XL.**Χρώμα:** Μπεζ, Μαύρο.**Κατασκευή:** 88% Πολυαμίδη, 12% Ελαστικές ίνες.**Κωδικός:** B 13 **DEN:** 70, **MM/HG:** 12 - 15 (στα σφυρά)Με **μέτρια** διαβαθμισμένη συμπίεση.**Μέγεθος:** S,M,L,XL.**Χρώμα:** Μπεζ, Μαύρο.**Κατασκευή:** 84% Πολυαμίδη, 16% Ελαστικές ίνες.**Κωδικός:** P 23 **DEN:** 140, **MM/HG:** 18 - 20 (στα σφυρά)Με **δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.**Μέγεθος:** S,M,L,XL.**Χρώμα:** Μπεζ, Μαύρο.**Κατασκευή:** 79% Πολυαμίδη, 21% Ελαστικές ίνες.**Κωδικός:** M 33 **DEN:** 280, **MM/HG:** 24 - 26 (στα σφυρά)Με **εξαιρετικά δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.**Μέγεθος:** S,M,L,XL.**Χρώμα:** Μπεζ, Μαύρο.**Κατασκευή:** 77% Πολυαμίδη, 23% Ελαστικές ίνες.

		ΒΑΡΟΣ (kg)																	
kg		40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	78	85	
ΥΨΟΣ (cm)	150 cm																		
	152,5 cm			S															
	155 cm																		
	157,5 cm																		
	160 cm																		
	162,5 cm																		
	165 cm																		
	167,5 cm																		
	170 cm																		
	172,5 cm																		
	175 cm																		
	178 cm																		
	180,5 cm																		



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΣΟΝ "PANTYHOSE"

Κωδικός: C 04 **DEN:** 40, **MM/HG:** 8 - 10 (στα σφυρά)
Με **ελαφρά** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο.

Κατασκευή: 88% Πολυαμίδη, 12% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: Β 14 **DEN:** 70, **MM/HG:** 12 - 15 (στα σφυρά)

Με **μέτρια** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο.

Κατασκευή: 84% Πολυαμίδη, 16% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: P 24 **DEN:** 140, **MM/HG:** 18 - 20 (στα σφυρά)

Με **δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο.

Κατασκευή: 79% Πολυαμίδη, 21% Ελαστικές ίνες.

Κωδικός: M 34 **DEN:** 280, **MM/HG:** 24 - 26 (στα σφυρά)

Με **εξαιρετικά δυνατή** διαβαθμισμένη συμπίεση.

Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο.

Κατασκευή: 77% Πολυαμίδη, 23% Ελαστικές ίνες.

[illegible]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ "THERAPY CLASS I"


Κωδικός: T 31 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 21 (στα σφυρά)
 Θεραπευτική κάλτσα Κάτω Γόνατος με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 78% Πολυαμίδη, 22% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 32 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 21 (στα σφυρά)
 Θεραπευτική κάλτσα Ριζομηρίου με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 78% Πολυαμίδη, 22% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 33 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 21 (στα σφυρά)
 Θεραπευτικό καλσόν.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 78% Πολυαμίδη, 22% Ελαστικές ίνες.



ΜΕΓΕΘΟΣ	XS	S	M	L	XL	XXL
(A) ΠΕΡΙΦ. ΣΦΥΡΟΥ σε εκ.	18 / 20	20 / 22	22 / 24	24 / 27	27 / 30	30 / 33
(B) ΠΕΡΙΦ. ΚΝΗΜΗΣ σε εκ.	29 / 34	31 / 36	34 / 39	36 / 41	39 / 44	42 / 48
(C) ΠΕΡΙΦ. ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ σε εκ.	28 / 33	30 / 35	33 / 38	35 / 40	38 / 43	41 / 47
(D) ΠΕΡΙΦ. ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ σε εκ.	41 / 46	45 / 60	47 / 65	53 / 71	57 / 77	64 / 84
(E) Μήκος έως ΓΟΝΑΤΟ σε εκ.	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49
(F) Μήκος έως ΡΙΖΟΜΗΡΙΟ σε εκ.	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
"THERAPY CLASS II"


Κωδικός: T 41 **MM/HG:** 23 - 32 (στα σφυρά)
Θεραπευτική κάλτσα Κάτω Γόνατος με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 70% Πολυαμίδη, 30% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 42 **MM/HG:** 23 - 32 (στα σφυρά)
Θεραπευτική κάλτσα Ριζομηρίου με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 70% Πολυαμίδη, 30% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 43 **MM/HG:** 23 - 32 (στα σφυρά)
Θεραπευτικό καλσόν.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 70% Πολυαμίδη, 30% Ελαστικές ίνες.



ΜΕΓΕΘΟΣ	XS	S	M	L	XL	XXL
(A) ΠΕΡΙΦ. ΣΦΥΡΟΥ σε εκ.	18 / 20	20 / 22	22 / 24	24 / 27	27 / 30	30 / 33
(B) ΠΕΡΙΦ. Κνήμης σε εκ.	29 / 34	31 / 36	34 / 39	36 / 41	39 / 44	42 / 48
(C) ΠΕΡΙΦ. Κάτω Γόνατος σε εκ.	28 / 33	30 / 35	33 / 38	35 / 40	38 / 43	41 / 47
(D) ΠΕΡΙΦ. Ριζομηρίου σε εκ.	41 / 46	45 / 60	47 / 65	53 / 71	57 / 77	64 / 84
(E) Μήκος έως Γόνατο σε εκ.	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49
(F) Μήκος έως Ριζομήριο σε εκ.	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ "THERAPY CLASS II"


Κωδικός: T 61 **ΜΜ/ΗΓ:** 23 - 32 (στα σφυρά)
 Θεραπευτική κάλτσα Κάτω Γόνατος με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 65% Πολυαμίδη, 35% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 62 **ΜΜ/ΗΓ:** 23 - 32 (στα σφυρά)
 Θεραπευτική κάλτσα Ριζομηρίου με σιλικόνη.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 65% Πολυαμίδη, 35% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: T 63 **ΜΜ/ΗΓ:** 23 - 32 (στα σφυρά)
 Θεραπευτικό καλσόν.
Μέγεθος: XS,S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Μπεζ.
Κατασκευή: 65% Πολυαμίδη, 35% Ελαστικές ίνες.



ΜΕΓΕΘΟΣ	XS	S	M	L	XL	XXL
(A) ΠΕΡΙΦ. ΣΦΥΡΟΥ σε εκ.	18 / 20	20 / 22	22 / 24	24 / 27	27 / 30	30 / 33
(B) ΠΕΡΙΦ. ΚΝΗΜΗΣ σε εκ.	29 / 34	31 / 36	34 / 39	36 / 41	39 / 44	42 / 48
(C) ΠΕΡΙΦ. ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ σε εκ.	28 / 33	30 / 35	33 / 38	35 / 40	38 / 43	41 / 47
(D) ΠΕΡΙΦ. ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ σε εκ.	41 / 46	45 / 60	47 / 65	53 / 71	57 / 77	64 / 84
(E) Μήκος έως ΓΟΝΑΤΟ σε εκ.	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49	38 / 49
(F) Μήκος έως ΡΙΖΟΜΗΡΙΟ σε εκ.	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ "ANTIEMBOLOISM STOCKINGS"


Κωδικός: Η 52 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 20 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτική κάλτσα Κάτω Γόνατος με σιλικόνη.
Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Λευκό.
Κατασκευή: 82% Πολυαμίδη, 18% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: Η 51 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 20 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτική κάλτσα Ριζομηρίου με σιλικόνη.
Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Λευκό.
Κατασκευή: 82% Πολυαμίδη, 18% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: Η 53 **ΜΜ/ΗΓ:** 18 - 20 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτικό καλσόν **SINGLE LEG**.
Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL.
Χρώμα: Λευκό.
Κατασκευή: 82% Πολυαμίδη, 18% Ελαστικές ίνες.



ΜΕΓΕΘΟΣ	S	M	L	XL	XXL
(A) Περιφ. Σφυρού σε εκ.	18 / 22	22 / 26	26 / 29	29 / 32	32 / 35
(B) Περιφ. Κνήμης σε εκ.	29 / 35	34 / 40	39 / 45	44 / 51	50 / 56
(D) Περιφ. Ριζομηρίου σε εκ.	43 / 54	48 / 60	54 / 66	60 / 72	67 / 80
(E) Μήκος έως Γόνατο σε εκ.	38 / 43	38 / 43	38 / 43	38 / 43	38 / 43
(F) Μήκος έως Ριζομήριο σε εκ.	70 / 80	70 / 80	70 / 80	70 / 80	70 / 80

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ "ANTIEMBOLOISM STOCKINGS"

Κωδικός: DJO H 52 **MM/HG:** 18 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτική κάλτσα Κάτω Γόνατος.
Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL,XXXL. **Χρώμα:** Λευκό.
Κατασκευή: 90% Πολυαμίδη, 10% Ελαστικές ίνες.



Κωδικός: DJO H 51 **MM/HG:** 18 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτική κάλτσα Ριζομηρίου.
Μέγεθος: S,M,L,XL,XXL. **Χρώμα:** Λευκό.
Κατασκευή: 90% Πολυαμίδη, 10% Ελαστικές ίνες.




ΜΕΓΕΘΟΠΟΙΗΣΗ DJO H 52	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(B) Περιφ. Κνήμης σε εκ.	Έως 30,5	30,5 / 38	38 / 44,5	44,5 / 51	51 / 58,5	58,5 / 66
(E) Μήκος έως Γόνατο σε εκ.	Έως 41	Έως 43	Έως 46	Έως 46	Έως 46	Έως 46

ΜΕΓΕΘΟΠΟΙΗΣΗ DJO H 51	S	M	L	XL	XXL
(B) Περιφ. Κνήμης σε εκ.	Έως 30,5	30,5 / 38	38 / 44,5	44,5 / 55	55 / 66
(D) Περιφ. Ριζομηρίου σε εκ.	Έως 63,5	Έως 63,5	Έως 63,5	63,5 / 81,5	81 / 91
(F) Μήκος έως Ριζομήριο σε εκ.	74 / 84	74 / 84	74 / 84	74 / 84	74 / 84



Κωδικός: THROMBEX **MM/HG:** 18 (στα σφυρά)
Αντιθρομβωτική κάλτσα Ριζομηρίου.
Μέγεθος: S,M,L,XL.
Χρώμα: Λευκό.
Κατασκευή: 82% Πολυαμίδη, 18% Ελαστικές ίνες.



ΜΕΓΕΘΟΠΟΙΗΣΗ THROMBEX	S	M	L	XL
(A) Περιφ. Σφυρού σε εκ.	20 / 22	23 / 25	26 / 28	26 / 28
(D) Περιφ. Ριζομηρίου σε εκ.	Έως 60	Έως 64	Έως 72	Άνω 72

